

DR Bipolare Arthroskopie-Elektroden-System



Das DR Bipolare Arthroskopie-Elektroden-System ist mit modernster Technik und Software ausgestattet.

Die Elektroden dienen zum Schneiden, Vaporisieren, Koagulieren und zur thermischen Modifikation von Weichgewebe.

Der Generator wurde speziell für die Arthroskopie entwickelt.

Vorteile

- Hightech bipolarer Modus für das Arbeiten in NaCl-Lösung
- Universeller Einsatz im bipolaren und monopolaren Spektrum der Arthroskopie
- Automatische Regelung der Parameter / Leistung während der Aktivierung
- Instrumentenerkennung mit einer Grundeinstellung, die keine zu hohen Werte einsetzt.


Bipolares arthroscopisches System mit neuester Technologie

Anwendungsbereich



Schultergelenk

Akromioplastik
Teilsynovektomie
Knorpelglättung
Tenotomie



Kniegelenk

Meniskusteilresektion
Plica synovialis Resektion
Teilsynovektomie
Lateral release



Hüftgelenk

Synovektomie
Knorpelglättung
Labrum
Teilresektion

DR Highend RF Produkte

DR Bipolare Arthroskopie-Elektroden Generator

Ref. Nr. 897-6

Display	TFT 7" WVGA
Technologie	Touchscreen
Spektrum	automatische Leistungsregelung
Masse (B x H x T)	305 x 141 x 385 mm
Gewicht	7 kg



DR Handstück mit Anschlusskabel

Ref. Nr. 92888-6

Schlauchanschluss für Absaugung
Anschlusskabel 4 m
300 Einsätze garantiert



DR Handgriff mit 2 Tasten

Ref. Nr. 92889-6

DR Handgriff für 4 mm Schaft-Elektroden mit integriertem
Kabel und 2 Tasten.
300 Einsätze garantiert



DR Fusspedal zu Generator

Ref. Nr. 897-7

Fusspedal mit 2 Pedalen für den DR Bipolaren
Arthroskopie-Elektroden Generator.



DR Vaporisationselektrode mit Absaugung 90° L150 mm

Ref. Nr. 890-1s

Verpackungsgröße / Box zu 10 Stück steril



DR Vaporisationselektrode mit Absaugung 45° L150 mm

Ref. Nr. 890-6s

Verpackungsgröße / Box zu 10 Stück steril



DR Vaporisationselektrode mit Absaugung 45° L150 mm

Ref. Nr. 890-5s

Verpackungsgröße / Box zu 10 Stück steril



DR Vaporisationselektrode mit Absaugung 45° L180 mm

Ref. Nr. 891-2s

Verpackungsgröße / Box zu 10 Stück steril



DR Vaporisationselektrode mit Absaugung biegebar max. 40° L150 mm

Ref. Nr. 890-7s

Verpackungsgröße / Box zu 10 Stück steril



* weitere Elektrodenformen auf Anfrage.

Version001_DE