

DR Shaver Blades & Burs für das CONMED Linvatec Handstück



Unsere DR SHAVER BLADES & BURS zeichnen sich aus durch:

- Sehr gute Schneideigenschaften
- Gut sitzende Kupplungen
- Kurze Operationszeiten
- Verschiedene Längen: 85, 130, 155 und 174mm
- In gerader oder 15° gebogener Geometrie erhältlich
- Biegbare Blades
- Einweg und wiederverwendbare Blades & Burs

DR WAVE CUTTER®

DR WAVE CUTTER® mit einer Doppelschneide ist in der Lage, große Gewebemengen effektiv und effizient zu entfernen.

DR PIT BULL®

DR PIT BULL® mit 3 Doppelschneiden, der Allrounder für Knochen und Weichteile. Für die Bursa und die Entfernung von Kreuzbandresten. In vielen Fällen kann auf den Shaver Bur und den Acromionizer verzichtet werden. Die attraktive Lösung für sauberes, schnelles und effektives Arbeiten. Zwei in einem, Sie sparen Zeit und Geld.

DR SHAVER BUR CERATITAN®

DR BARREL BUR® & DR ROUND BUR® sind am Kopf und im Innenrohr mit Ceratitan beschichtet (eine antibakterielle Keramik-Beschichtung). Mit dieser Beschichtung haben Sie eine ausserordentliche Schnittqualität sowie eine sehr gute Schnittleistung und einen starken Kontrast bei der Visualisierung. Mit den zwei Ansaugfenstern wird im Normalfall die Entstehung eines Schneesturms vermieden.

Alle unsere DR Shaver Blades & Burs werden in unserem Mutterhaus in der Schweiz hergestellt, 100 % Swiss Made !

DR SHAVER BLADES & BURS

Beschreibung	Ø (mm)	L (mm)	Ref.Nr.	Hub
Blaue Kunststoffkupplung	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	027.801.230	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	027.301.231	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	027.301.230	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	027.101.230	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	027.201.230	DROR
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	027.301.240	DROR
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	027.101.240	DROR
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	027.201.240	DROR
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	027.701.240	DROR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	027.101.236	DROR
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	027.301.340	DROR
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	027.101.241	DROR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	027.101.242	DROR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	027.101.250	DROR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	027.101.251	DROR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	137.100.220	DROR
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	137.200.220	DROR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	127.100.220	DROR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	127.200.220	DROR
Metallkupplung Silber	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	027.801.030	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	027.301.030	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	027.301.031	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	027.101.030	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	027.201.030	DROR
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	027.301.047	DROR
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	027.301.040	DROR
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	027.101.040	DROR
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	027.201.040	DROR
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	027.701.040	DROR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	027.101.036	DROR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	027.201.043	DROR
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	027.101.037	DROR
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	027.201.037	DROR
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	027.301.140	DROR
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	027.101.041	DROR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	027.101.042	DROR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	027.101.050	DROR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	027.101.051	DROR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	137.100.020	DROR
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	137.200.020	DROR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	137.100.021	DROR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	127.100.020	DROR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	127.200.020	DROR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	127.100.021	DROR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	127.200.021	DROR
Metallkupplung mit Goldoberfläche	Wiederverwendbar steril verpackt in Box zu 1 Stück			
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	027.101.528	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	027.201.528	DROR
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	027.101.538	DROR
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	027.201.538	DROR
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	027.701.538	DROR
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	027.101.535	DROR
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	027.201.535	DROR
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	027.101.534	DROR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	137.100.519	DROR
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	137.200.519	DROR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	127.100.519	DROR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	127.200.519	DROR

Gold 10 x wiederverwendbar



DR WAVE CUTTER®

(1 Doppelklinge)




DR PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit grossem Fenster)



DR SYNOVIA PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit kleinem Fenster)



DR BARREL BUR®



DR ROUND BUR®

Unsere DROR DR SHAVER BLADES & BURS sind für die Anwendung mit von CONMED Linvatec hergestellten Arthroskopie-Shaversysteme bzw. Handstücke passend. Die Firma CONMED Corporation Inc. ist ein von der DR MEDICAL AG unabhängiges Unternehmen.

Version001_DE