

DR Shaver Blades & Burs für das DR MEDICAL Handstück



Unsere DR SHAVER BLADES & BURS zeichnen sich aus durch:

- Sehr gute Schneideigenschaften
- Gut sitzende Kupplungen
- Kurze Operationszeiten
- Verschiedene Längen: 85, 130, 155 und 174mm
- In gerader oder 15° gebogener Geometrie erhältlich
- Biegbare Blades
- Einweg und wiederverwendbare Blades & Burs

DR WAVE CUTTER®

DR WAVE CUTTER® mit einer Doppelschneide ist in der Lage, große Gewebemengen effektiv und effizient zu entfernen.

DR PIT BULL®

DR PIT BULL® mit 3 Doppelschneiden, der Allrounder für Knochen und Weichteile. Für die Bursa und die Entfernung von Kreuzbandresten. In vielen Fällen kann auf den Shaver Bur und den Acromionizer verzichtet werden. Die attraktive Lösung für sauberes, schnelles und effektives Arbeiten. Zwei in einem, Sie sparen Zeit und Geld.

DR SHAVER BUR CERATITAN®

DR BARREL BUR® & DR ROUND BUR® sind am Kopf und im Innenrohr mit Ceratitan beschichtet (eine antibakterielle Keramik-Beschichtung). Mit dieser Beschichtung haben Sie eine ausserordentliche Schnittqualität sowie eine sehr gute Schnittleistung und einen starken Kontrast bei der Visualisierung. Mit den zwei Ansaugfenstern wird im Normalfall die Entstehung eines Schneesturms vermieden.

Alle unsere DR Shaver Blades & Burs werden in unserem Mutterhaus in der Schweiz hergestellt, 100 % Swiss Made !

DR SHAVER BLADES & BURS

Beschreibung	Ø (mm)	L (mm)	Ref.Nr.	Hub
Blaue Kunststoffkupplung	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	029.801.230	DRVI
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	029.301.231	DRVI
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	029.301.230	DRVI
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	029.101.230	DRVI
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	029.201.230	DRVI
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	029.301.240	DRVI
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	029.101.240	DRVI
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	029.201.240	DRVI
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	029.701.240	DRVI
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	029.101.236	DRVI
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	029.301.340	DRVI
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	029.101.241	DRVI
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	029.101.242	DRVI
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	029.101.250	DRVI
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	029.101.251	DRVI
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	139.100.220	DRVI
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	139.200.220	DRVI
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	129.100.220	DRVI
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	129.200.220	DRVI
Metallkupplung Silber	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	029.801.030	DRVI
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	029.301.030	DRVI
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	029.301.031	DRVI
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	029.101.030	DRVI
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	029.201.030	DRVI
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	029.301.047	DRVI
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	029.301.040	DRVI
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	029.101.040	DRVI
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	029.201.040	DRVI
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	029.701.040	DRVI
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	029.101.036	DRVI
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	029.201.043	DRVI
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	029.101.037	DRVI
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	029.201.037	DRVI
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	029.301.140	DRVI
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	029.101.041	DRVI
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	029.101.042	DRVI
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	029.101.050	DRVI
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	029.101.051	DRVI
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	139.100.020	DRVI
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	139.200.020	DRVI
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	139.100.021	DRVI
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	129.100.020	DRVI
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	129.200.020	DRVI
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	129.100.021	DRVI
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	129.200.021	DRVI
Metallkupplung mit Goldoberfläche	Wiederverwendbar steril verpackt in Box zu 1 Stück			
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	029.101.528	DRVI
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	029.201.528	DRVI
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	029.101.538	DRVI
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	029.201.538	DRVI
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	029.701.538	DRVI
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	029.101.535	DRVI
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	029.201.535	DRVI
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	029.101.534	DRVI
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	139.100.519	DRVI
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	139.200.519	DRVI
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	129.100.519	DRVI
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	129.200.519	DRVI

Gold 10 x wiederverwendbar



DR WAVE CUTTER®

(1 Doppelklinge)




DR PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit grossem Fenster)



DR SYNOVIA PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit kleinem Fenster)



DR BARREL BUR®



DR ROUND BUR®

Version001_DE