

# DR Shaver Blades & Burs für das Johnson & Johnson FMS DUO Handstück



## Unsere DR SHAVER BLADES & BURS zeichnen sich aus durch:

- Sehr gute Schneideigenschaften
- Gut sitzende Kupplungen
- Kurze Operationszeiten
- Verschiedene Längen: 85, 130, 155 und 174mm
- In gerader oder 15° gebogener Geometrie erhältlich
- Biegbare Blades
- Einweg und wiederverwendbare Blades & Burs

### **DR WAVE CUTTER®**

DR WAVE CUTTER® mit einer Doppelschneide ist in der Lage, große Gewebemengen effektiv und effizient zu entfernen.

### **DR PIT BULL®**

DR PIT BULL® mit 3 Doppelschneiden, der Allrounder für Knochen und Weichteile. Für die Bursa und die Entfernung von Kreuzbandresten. In vielen Fällen kann auf den Shaver Bur und den Acromionizer verzichtet werden. Die attraktive Lösung für sauberes, schnelles und effektives Arbeiten. Zwei in einem, Sie sparen Zeit und Geld.

### **DR SHAVER BUR CERATITAN®**

DR BARREL BUR® & DR ROUND BUR® sind am Kopf und im Innenrohr mit Ceratitan beschichtet (eine antibakterielle Keramik-Beschichtung). Mit dieser Beschichtung haben Sie eine ausserordentliche Schnittqualität sowie eine sehr gute Schnittleistung und einen starken Kontrast bei der Visualisierung. Mit den zwei Ansaugfenstern wird im Normalfall die Entstehung eines Schneesturms vermieden.

**Alle unsere DR Shaver Blades & Burs werden in unserem Mutterhaus in der Schweiz hergestellt, 100 % Swiss Made !**

# DR SHAVER BLADES & BURS

Beschreibung	Ø (mm)	L (mm)	Ref.Nr.	Hub
<b>Blaue Kunststoffkupplung</b>	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	020.801.230	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	020.301.231	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	020.301.230	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	020.101.230	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	020.201.230	FMS
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	020.301.240	FMS
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	020.101.240	FMS
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	020.201.240	FMS
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	020.701.240	FMS
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	020.101.236	FMS
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	020.301.340	FMS
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	020.101.241	FMS
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	020.101.242	FMS
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	020.101.250	FMS
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	020.101.251	FMS
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	130.100.220	FMS
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	130.200.220	FMS
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	120.100.220	FMS
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	120.200.220	FMS
<b>Metallkupplung Silber</b>	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	020.801.030	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	020.301.030	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	020.301.031	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	020.101.030	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	020.201.030	FMS
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	020.301.047	FMS
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	020.301.040	FMS
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	020.101.040	FMS
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	020.201.040	FMS
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	020.701.040	FMS
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	020.101.036	FMS
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	020.201.043	FMS
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	020.101.037	FMS
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	020.201.037	FMS
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	020.301.140	FMS
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	020.101.041	FMS
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	020.101.042	FMS
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	020.101.050	FMS
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	020.101.051	FMS
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	130.100.020	FMS
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	130.200.020	FMS
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	130.100.021	FMS
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	120.100.020	FMS
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	120.200.020	FMS
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	120.100.021	FMS
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	120.200.021	FMS
<b>Metallkupplung mit Goldoberfläche</b>	Wiederverwendbar steril verpackt in Box zu 1 Stück			
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	020.101.528	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	020.201.528	FMS
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	020.101.538	FMS
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	020.201.538	FMS
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	020.701.538	FMS
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	020.101.535	FMS
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	020.201.535	FMS
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	020.101.534	FMS
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	130.100.519	FMS
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	130.200.519	FMS
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	120.100.519	FMS
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	120.200.519	FMS
<b>Gold 10 x wiederverwendbar</b>				



## DR WAVE CUTTER®

(1 Doppelklinge)



## DR PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit grossem Fenster)



## DR SYNOVIA PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit kleinem Fenster)



## DR BARREL BUR®



## DR ROUND BUR®

Unsere FMS DR SHAVER BLADES & BURS sind für die Anwendung mit von JOHNSON & JOHNSON hergestellten Arthroskopie-Shaversysteme bzw. Handstücke passend. Die Firma Johnson & Johnson Corporation Inc. ist ein von der DR MEDICAL AG unabhängiges Unternehmen.

Version001\_DE