

DR Shaver Blades & Burs für das STRYKER Handstück



Unsere DR SHAVER BLADES & BURS zeichnen sich aus durch:

- Sehr gute Schneideigenschaften
- Gut sitzende Kupplungen
- Kurze Operationszeiten
- Verschiedene Längen: 85, 130, 155 und 174mm
- In gerader oder 15° gebogener Geometrie erhältlich
- Biegbare Blades
- Einweg und wiederverwendbare Blades & Burs

DR WAVE CUTTER®

DR WAVE CUTTER® mit einer Doppelschneide ist in der Lage, große Gewebemengen effektiv und effizient zu entfernen.

DR PIT BULL®

DR PIT BULL® mit 3 Doppelschneiden, der Allrounder für Knochen und Weichteile. Für die Bursa und die Entfernung von Kreuzbandresten. In vielen Fällen kann auf den Shaver Bur und den Acromionizer verzichtet werden. Die attraktive Lösung für sauberes, schnelles und effektives Arbeiten. Zwei in einem, Sie sparen Zeit und Geld.

DR SHAVER BUR CERATITAN®

DR BARREL BUR® & DR ROUND BUR® sind am Kopf und im Innenrohr mit Ceratitan beschichtet (eine antibakterielle Keramik-Beschichtung). Mit dieser Beschichtung haben Sie eine ausserordentliche Schnittqualität sowie eine sehr gute Schnittleistung und einen starken Kontrast bei der Visualisierung. Mit den zwei Ansaugfenstern wird im Normalfall die Entstehung eines Schneesturms vermieden.

Alle unsere DR Shaver Blades & Burs werden in unserem Mutterhaus in der Schweiz hergestellt, 100 % Swiss Made !

DR SHAVER BLADES & BURS

Beschreibung	Ø (mm)	L (mm)	Ref.Nr.	Hub
Blaue Kunststoffkupplung	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	022.801.230	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	022.301.231	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	022.301.230	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	022.101.230	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	022.201.230	DRST
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	022.301.240	DRST
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	022.101.240	DRST
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	022.201.240	DRST
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	022.701.240	DRST
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	022.101.236	DRST
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	022.301.340	DRST
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	022.101.241	DRST
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	022.101.242	DRST
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	022.101.250	DRST
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	022.101.251	DRST
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	132.100.220	DRST
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	132.200.220	DRST
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	122.100.220	DRST
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	122.200.220	DRST
Metallkupplung Silber	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	022.801.030	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	022.301.030	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	022.301.031	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	022.101.030	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	022.201.030	DRST
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	022.301.047	DRST
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	022.301.040	DRST
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	022.101.040	DRST
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	022.201.040	DRST
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	022.701.040	DRST
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	022.101.036	DRST
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	022.201.043	DRST
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	022.101.037	DRST
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	022.201.037	DRST
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	022.301.140	DRST
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	022.101.041	DRST
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	022.101.042	DRST
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	022.101.050	DRST
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	022.101.051	DRST
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	132.100.020	DRST
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	132.200.020	DRST
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	132.100.021	DRST
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	122.100.020	DRST
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	122.200.020	DRST
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	122.100.021	DRST
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	122.200.021	DRST
Metallkupplung mit Goldoberfläche	Wiederverwendbar steril verpackt in Box zu 1 Stück			
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	022.101.528	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	022.201.528	DRST
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	022.101.538	DRST
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	022.201.538	DRST
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	022.701.538	DRST
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	022.101.535	DRST
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	022.201.535	DRST
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	022.101.534	DRST
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	132.100.519	DRST
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	132.200.519	DRST
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	122.100.519	DRST
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	122.200.519	DRST
Gold 10 x wiederverwendbar				



DR WAVE CUTTER®

(1 Doppelklinge)




DR PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit grossem Fenster)



DR SYNOVIA PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit kleinem Fenster)



DR BARREL BUR®



DR ROUND BUR®

Unsere DRST DR SHAVER BLADES & BURS sind für die Anwendung mit von STRYKER hergestellten Arthroskopie-Shaversysteme bzw. Handstücke passend. Die Firma Stryker Corporation Inc. ist ein von der DR MEDICAL AG unabhängiges Unternehmen.

Version001_DE