

# DR Shaver Blades & Burs für das WOLF Handstück



## Unsere DR SHAVER BLADES & BURS zeichnen sich aus durch:

- Sehr gute Schneideigenschaften
- Gut sitzende Kupplungen
- Kurze Operationszeiten
- Verschiedene Längen: 85, 130, 155 und 174mm
- In gerader oder 15° gebogener Geometrie erhältlich
- Biegbare Blades
- Einweg und wiederverwendbare Blades & Burs

### **DR WAVE CUTTER®**

DR WAVE CUTTER® mit einer Doppelschneide ist in der Lage, große Gewebemengen effektiv und effizient zu entfernen.

### **DR PIT BULL®**

DR PIT BULL® mit 3 Doppelschneiden, der Allrounder für Knochen und Weichteile. Für die Bursa und die Entfernung von Kreuzbandresten. In vielen Fällen kann auf den Shaver Bur und den Acromionizer verzichtet werden. Die attraktive Lösung für sauberes, schnelles und effektives Arbeiten. Zwei in einem, Sie sparen Zeit und Geld.

### **DR SHAVER BUR CERATITAN®**

DR BARREL BUR® & DR ROUND BUR® sind am Kopf und im Innenrohr mit Ceratitan beschichtet (eine antibakterielle Keramik-Beschichtung). Mit dieser Beschichtung haben Sie eine ausserordentliche Schnittqualität sowie eine sehr gute Schnittleistung und einen starken Kontrast bei der Visualisierung. Mit den zwei Ansaugfenstern wird im Normalfall die Entstehung eines Schneesturms vermieden.

**Alle unsere DR Shaver Blades & Burs werden in unserem Mutterhaus in der Schweiz hergestellt, 100 % Swiss Made !**

# DR SHAVER BLADES & BURS

Beschreibung	Ø (mm)	L (mm)	Ref.Nr.	Hub
<b>Blaue Kunststoffkupplung</b>	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	025.801.230	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	025.301.231	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	025.301.230	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	025.101.230	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	025.201.230	DRWO
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	025.301.240	DRWO
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	025.101.240	DRWO
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	025.201.240	DRWO
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	025.701.240	DRWO
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	025.101.236	DRWO
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	025.301.340	DRWO
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	025.101.241	DRWO
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	025.101.242	DRWO
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	025.101.250	DRWO
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	025.101.251	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	135.100.220	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	135.200.220	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	125.100.220	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	125.200.220	DRWO
<b>Metallkupplung Silber</b>	Einweg steril verpackt in Box zu 5 Stück			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	025.801.030	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	025.301.030	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	025.301.031	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	025.101.030	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	025.201.030	DRWO
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	025.301.047	DRWO
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	025.301.040	DRWO
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	025.101.040	DRWO
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	025.201.040	DRWO
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	025.701.040	DRWO
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	025.101.036	DRWO
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	025.201.043	DRWO
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	025.101.037	DRWO
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	025.201.037	DRWO
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	025.301.140	DRWO
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	025.101.041	DRWO
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	025.101.042	DRWO
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	025.101.050	DRWO
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	025.101.051	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	135.100.020	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	135.200.020	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	135.100.021	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	125.100.020	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	125.200.020	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	125.100.021	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	125.200.021	DRWO
<b>Metallkupplung mit Goldoberfläche</b>	Wiederverwendbar steril verpackt in Box zu 1 Stück			
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	025.101.528	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	025.201.528	DRWO
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	025.101.538	DRWO
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	025.201.538	DRWO
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	025.701.538	DRWO
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	025.101.535	DRWO
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	025.201.535	DRWO
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	025.101.534	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	135.100.519	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	135.200.519	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	125.100.519	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	125.200.519	DRWO

**Gold 10 x wiederverwendbar**



## DR WAVE CUTTER®

(1 Doppelklinge)




## DR PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit grossem Fenster)



## DR SYNOVIA PIT BULL®

(3 Doppelklingen mit kleinem Fenster)



## DR BARREL BUR®



## DR ROUND BUR®

Unsere DRWO DR SHAVER BLADES & BURS sind für die Anwendung mit von WOLF hergestellten Arthroskopie-Shaversysteme bzw. Handstücke passend. Die Firma Richard Wolf GmbH ist ein von der DR MEDICAL AG unabhängiges Unternehmen.

Version001\_DE