

DR Système de shaver pour l'arthroscopie

Réf. art. 200.000.022



Le DR système de shaver pour l'arthroscopie se commande avec la DR pièce à main ou la DR pédale.

La DR pièce à main, ultra performante et incroyablement résistante, se distingue par son design compact et ergonomique.

Développé pour nos DR MEDICAL DRVI Shaver Blades.

Caractéristiques

- Large choix de vitesses de rotation
- Fenêtre avec fonction d'étalonnage
- Modes de rotation disponibles: avant, oscillation, arrière
- Neuf modes d'oscillation
- Détection automatique de la pièce à main
- Commande directe via les boutons de la pièce à main ou la pédale
- Pièce à main légère et ergonomique, entièrement stérilisable en autoclave
- DR MEDICAL shaver blades

Bénéfices

- Pièce à main au design unique – pour un nettoyage et une désinfection simples, efficaces et fiables
- Modes oscillation perfectionnés pour les interventions chirurgicales
- Fonctionnement stable et régulier, à toutes les vitesses de rotation
- DR MEDICAL shaver blades, simple à utiliser et réutiliser, avec système d'encliquage unique et parfaitement sûr
- Vaste interface utilisateur, pour l'affichage clair des paramètres importants
- Affichage écran, pour la visualisation des paramètres clés sur le moniteur
- Pièce à main ergonomique, avec boutons de commande fonctionnels

Données techniques

DR Unité de contrôle shaver

Réf. art. 200.000.023

Alimentation en énergie	100-240V AC, 50/60Hz, maximum 110W
Puissance absorbée	65 VA
Température ambiante	Durant l'intervention: +10°C à +40°C Durant le stockage et le transport: -20°C à +45°C
Dimensions (l x h x p)	330 x 96 x 250 mm
Poids	4.8 kg



DR Pièce à main shaver

Réf. art. 200.000.024

Support DR Medical Shaverblade	DRVI HUB
Gamme de vitesses	Avant/arrière: 500- 8000 r/min (+/- 10%) Oscillation: 500- 3500 r/min (+/- 10%)
Modes oscillation	Neuf modes différents
Longueur de câble	3,2 mètres
Méthode de stérilisation	Stérilisation à vapeur, 134°C
Température ambiante	Durant l'intervention: +10°C à +40°C Durant le stockage et le transport: -20°C à +45°C
Longueur	164 mm
Poids	325 g



DR Shaver pédale

Réf. art. 200.000.025

Longueur de câble	3,2 mètres
Norme de sécurité boîtier	IP X7
Fonctions	Accélération, décélération, marche/arrêt
Température ambiante	Durant l'intervention: +10°C à +40°C Durant le stockage et le transport: -20°C to +45°C
Dimensions (l x h x p)	280 x 28 x 215 mm
Poids	2.1 kg



Version001_FR