

DR Système d'électrodes arthroscopiques bipolaires



Le DR système d'électrodes arthroscopiques bipolaires est doté des technologies et logiciel les plus avancés.

Les électrodes servent à couper, vaporiser, coaguler et modifier thermiquement les tissus mous.

Le générateur a été spécifiquement conçu pour l'arthroscopie.

Bénéfices

- Mode bipolaire haute performance pour travail avec solution de chlorure de sodium
- Universellement utilisable dans tout le spectre bipolaire et monopolaire d'arthroscopie
- Contrôle automatique des paramètres / performance durant l'activation
- Reconnaissance de l'instrument avec un réglage par défaut, qui n'utilise pas de valeurs trop élevées.


Système d'arthroscopie bipolaire à technologie de pointe

Utilisations



Articulation de l'épaule

Acromioplastie
Synovectomie partielle
Lissage du cartilage
Ténctomie



Articulation du genou

Réséction partielle du ménisque
Plica, réséction synoviale
Synovectomie partielle
Libération latérale



Articulation de la hanche

Synovectomie
Lissage du cartilage
Acromioplastie
Réséction partielle du bourrelet

DR produits RF hauts de gamme

DR Générateur pour électrodes arthroscopiques bipolaires

Réf. art. 897-6

| | |
|------------------------|---|
| Moniteur | Transistor à couche mince (TFT) 7" WVGA |
| Technologie | Ecran tactile |
| Spectre | Contrôle de performance automatique |
| Dimensions (l x h x p) | 305 x 141 x 385 mm |
| Poids | 7 kg |



DR Pièce à main avec câble de connexion

Réf. art. 92888-6

Raccord de tuyau pour aspiration
Câble de connexion de 4 mètres
Garanti pour 300 interventions



DR Poignée 2 boutons

Réf. art. 92889-6

DR Poignée pour électrodes de 4 mm de diamètre, avec câble intégré et 2 boutons
Garanti pour 300 interventions



DR Pédale

Réf. art. 897-7

Pédale (deux pédales) pour DR générateur pour électrodes arthroscopiques bipolaires

DR Electrodes de vaporisation avec aspirateur, 90°, longueur 150 mm

Réf. art. 890-1s

Emballage stérile, boîte de 10 pièces

DR Electrodes de vaporisation avec aspirateur, 45°, longueur 150 mm

Réf. art. 890-6s

Emballage stérile, boîte de 10 pièces

DR Electrodes de vaporisation avec aspirateur, 45°, longueur 150 mm

Réf. art. 890-5s

Emballage stérile, boîte de 10 pièces

DR Electrode de vaporisation avec aspirateur, 45°, longueur 180 mm

Réf. art. 891-2s

Emballage stérile, boîte de 10 pièces

DR Electrodes de vaporisation avec aspirateur, flexible à 40°, longueur 150 mm

Réf. art. 890-7s

Emballage stérile, boîte de 10 pièces



* D'autres types d'électrodes sont disponibles sur demande.

Version001_FR