

# DR Rack avec support moniteur

Réf. art. 200.000.092

***Le DR Rack doit sa stabilité inégalée à un centre de gravité bas, mais aussi au fait que ses roulettes dépassent du corps du bloc étagère.***

Le DR Rack est doté d'un transformateur d'isolement supplémentaire, qui assure une alimentation en énergie optimale.




## Caractéristiques

- Une colonne d'énergie, placée sur les côtés du bloc étagère, dissimule et protège câbles électriques et câbles de données.
- Les divers compartiments de la colonne permettent de séparer les câbles et accueillent sans difficulté les longueurs de câble en trop.
- Un espace suffisant est aménagé pour les prises de différentes tailles, tout le long du bloc étagère.
- Un interrupteur marche/arrêt peut également être intégré dans la colonne d'énergie de droite.
- Des bavettes en caoutchouc permettent une installation et un retrait faciles de câbles tout le long de la colonne d'énergie.
- Les surfaces lisses permettent un nettoyage et une désinfection rapides et hygiéniques.

# Paramètres techniques


## Légende

- 1 Tige à perfusion
- 2 Support moniteur réglable
- 3 Etagère (450 x 491 mm), charge maximale 50 kg
- 4 Etagère (450 x 491 mm) avec poignée, charge maximale 50 kg
- 5 Etagère (450 x 491 mm), charge maximale 50 kg
- 6 Face supérieure du caisson de tiroir
- 7 Tiroir  
Dimensions (l x h x p) 450 x 96 x 491 mm  
Dimensions intérieures (l x h x p) 360 x 85 x 400 mm
- 8 Roulettes avec stabilisateurs
- 9 Tiroir clavier avec tapis de souris (tiroir gauche et droit).  
Dimensions (l x h x p) 450 x 96 x 491 mm.  
Largeur de clavier maximale 407 mm
- 10 Support de caméra
- 11 Support de pédale
- 12 Transformateur d'isolement
- 13 Interrupteur marche/arrêt



## Dimensions (mm)

Poids approximatif 120 kg



Version001\_FR