

# DR Shaver Blades & Burs pour la pièce à main ARTHREX



## Nos DR SHAVER BLADES & BURS se démarquent par:

- D'excellentes caractéristiques de coupe
- Des éléments d'accouplement très stables
- Des durées d'opération courtes
- Un choix de longueurs: 85, 130, 155 et 174mm
- Disponible en géométrie droite ou courbée 15°
- Des lames flexibles
- Des blades & burs à usage unique et multiple

### **DR WAVE CUTTER®**

Le DR WAVE CUTTER® avec sa double lame, permet le retrait effectif et efficace de grands volumes de tissus.

### **DR PIT BULL®**

Le DR PIT BULL®, avec 3 doubles lames, est l'outil polyvalent pour les os et les tissus. Pour la bursa et le retrait de restes de ligaments croisés. Il est souvent inutile de recourir au Shaver Bur et à l'Acromionizer. La solution privilégiée pour un travail propre, rapide et efficace. Un deux-en-un qui fait faire des économies.

### **DR SHAVER BUR CERATITAN®**

La tête et la tige interne du DR BARREL BUR® et du DR ROUND BUR® sont dotés d'un revêtement en Ceratitan (un revêtement céramique antibactérien). Ce revêtement vous offre une qualité et une puissance de coupe supérieures et un contraste élevé, pour une bonne visualisation. Dans des circonstances normales, les deux fenêtres d'aspiration préviennent l'effet «tempêtes de neige».

**Tous nos DR Shaver blades & burs sont fabriqués par notre site parent en Suisse – 100% Swiss made !**

# DR SHAVER BLADES & BURS

Description	Ø (mm)	L (mm)	Réf.n°	Raccord
<b>Connecteur plastic bleu</b>				
Usage unique, emballage stérile, boîte de 5 pièces				
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	023.801.230	DRAR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	023.301.231	DRAR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	023.301.230	DRAR
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	023.101.230	DRAR
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	023.201.230	DRAR
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	023.301.240	DRAR
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	023.101.240	DRAR
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	023.201.240	DRAR
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	023.701.240	DRAR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	023.101.236	DRAR
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	023.301.340	DRAR
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	023.101.241	DRAR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	023.101.242	DRAR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	023.101.250	DRAR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	023.101.251	DRAR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	133.100.220	DRAR
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	133.200.220	DRAR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	123.100.220	DRAR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	123.200.220	DRAR
<b>Connecteur métal argent</b>				
Usage unique, emballage stérile, boîte de 5 pièces				
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	023.801.030	DRAR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	023.301.030	DRAR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	023.301.031	DRAR
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	023.101.030	DRAR
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	023.201.030	DRAR
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	023.301.047	DRAR
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	023.301.040	DRAR
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	023.101.040	DRAR
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	023.201.040	DRAR
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	023.701.040	DRAR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	023.101.036	DRAR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	023.201.043	DRAR
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	023.101.037	DRAR
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	023.201.037	DRAR
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	023.301.140	DRAR
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	023.101.041	DRAR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	023.101.042	DRAR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	023.101.050	DRAR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	023.101.051	DRAR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	133.100.020	DRAR
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	133.200.020	DRAR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	133.100.021	DRAR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	123.100.020	DRAR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	123.200.020	DRAR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	123.100.021	DRAR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	123.200.021	DRAR
<b>Connecteur métal plaque or</b>				
Réutilisable, emballage stérile, boîte de 1 pièce				
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	023.101.528	DRAR
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	023.201.528	DRAR
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	023.101.538	DRAR
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	023.201.538	DRAR
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	023.701.538	DRAR
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	023.101.535	DRAR
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	023.201.535	DRAR
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	023.101.534	DRAR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	133.100.519	DRAR
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	133.200.519	DRAR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	123.100.519	DRAR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	123.200.519	DRAR

Or: Réutilisable 10 fois



## DR WAVE CUTTER®

(un double lame)



## DR PIT BULL®

(trois doubles lames, grande fenêtre)



## DR SYNOVIA PIT BULL®

(trois doubles lames, petite fenêtre)



## DR BARREL BUR®



## DR ROUND BUR®

Nos DRAR DR SHAVER BLADES & BURS sont destinés à un usage avec les systèmes de shaver arthroscopiques et/ou les pièces à main fabriquées par ARTHREX. Les sociétés ARTHREX Corporation Inc. et DR MEDICAL AG sont deux entreprises indépendantes.

Version001\_FR