

# DR Shaver Blades & Burs pour la pièce à main STORZ



## Nos DR SHAVER BLADES & BURS se démarquent par:

- D'excellentes caractéristiques de coupe
- Des éléments d'accouplement très stables
- Des durées d'opération courtes
- Un choix de longueurs: 85, 130, 155 et 174mm
- Disponible en géométrie droite ou courbée 15°
- Des lames flexibles
- Des blades & burs à usage unique et multiple

### **DR WAVE CUTTER®**

Le DR WAVE CUTTER® avec sa double lame, permet le retrait effectif et efficace de grands volumes de tissus.

### **DR PIT BULL®**

Le DR PIT BULL®, avec 3 doubles lames, est l'outil polyvalent pour les os et les tissus. Pour la bursa et le retrait de restes de ligaments croisés. Il est souvent inutile de recourir au Shaver Bur et à l'Acromionizer. La solution privilégiée pour un travail propre, rapide et efficace. Un deux-en-un qui fait faire des économies.

### **DR SHAVER BUR CERATITAN®**

La tête et la tige interne du DR BARREL BUR® et du DR ROUND BUR® sont dotés d'un revêtement en Ceratitan (un revêtement céramique antibactérien). Ce revêtement vous offre une qualité et une puissance de coupe supérieures et un contraste élevé, pour une bonne visualisation. Dans des circonstances normales, les deux fenêtres d'aspiration préviennent l'effet «tempêtes de neige».

**Tous nos DR Shaver blades & burs sont fabriqués par notre site parent en Suisse – 100% Swiss made !**

# DR SHAVER BLADES & BURS

Description	Ø (mm)	L (mm)	Réf.n°	Raccord
<b>Connecteur plastic bleu</b>				
Usage unique, emballage stérile, boîte de 5 pièces				
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	026.801.230	DRSZ
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	026.301.231	DRSZ
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	026.301.230	DRSZ
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	026.101.230	DRSZ
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	026.201.230	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	026.301.240	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	026.101.240	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	026.201.240	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	026.701.240	DRSZ
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	026.101.236	DRSZ
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	026.301.340	DRSZ
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	026.101.241	DRSZ
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	026.101.242	DRSZ
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	026.101.250	DRSZ
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	026.101.251	DRSZ
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	136.100.220	DRSZ
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	136.200.220	DRSZ
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	126.100.220	DRSZ
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	126.200.220	DRSZ
<b>Connecteur métal argent</b>				
Usage unique, emballage stérile, boîte de 5 pièces				
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	026.801.030	DRSZ
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	026.301.030	DRSZ
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	026.301.031	DRSZ
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	026.101.030	DRSZ
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	026.201.030	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	026.301.047	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	026.301.040	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	026.101.040	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	026.201.040	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	026.701.040	DRSZ
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	026.101.036	DRSZ
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	026.201.043	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	026.101.037	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	026.201.037	DRSZ
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	026.301.140	DRSZ
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	026.101.041	DRSZ
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	026.101.042	DRSZ
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	026.101.050	DRSZ
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	026.101.051	DRSZ
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	136.100.020	DRSZ
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	136.200.020	DRSZ
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	136.100.021	DRSZ
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	126.100.020	DRSZ
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	126.200.020	DRSZ
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	126.100.021	DRSZ
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	126.200.021	DRSZ
<b>Connecteur métal plaque or</b>				
Réutilisable, emballage stérile, boîte de 1 pièce				
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	026.101.528	DRSZ
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	026.201.528	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	026.101.538	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	026.201.538	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	026.701.538	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	026.101.535	DRSZ
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	026.201.535	DRSZ
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	026.101.534	DRSZ
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	136.100.519	DRSZ
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	136.200.519	DRSZ
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	126.100.519	DRSZ
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	126.200.519	DRSZ

Or: Réutilisable 10 fois



## DR WAVE CUTTER®

(un double lame)




## DR PIT BULL®

(trois doubles lames, grande fenêtre)



## DR SYNOVIA PIT BULL®

(trois doubles lames, petite fenêtre)



## DR BARREL BUR®



## DR ROUND BUR®

Nos DRSZ DR SHAVER BLADES & BURS sont destinés à un usage avec les systèmes de shaver arthroscopiques et/ou les pièces à main fabriquées par STORZ. Les sociétés Storz SE & Co. KG Corporation Inc. et DR MEDICAL AG sont deux entreprises indépendantes.

Version001\_FR