

# DR Shaver Blades & Burs pour la pièce à main STRYKER



## Nos DR SHAVER BLADES & BURS se démarquent par:

- D'excellentes caractéristiques de coupe
- Des éléments d'accouplement très stables
- Des durées d'opération courtes
- Un choix de longueurs: 85, 130, 155 et 174mm
- Disponible en géométrie droite ou courbée 15°
- Des lames flexibles
- Des blades & burs à usage unique et multiple

### **DR WAVE CUTTER®**

Le DR WAVE CUTTER® avec sa double lame, permet le retrait effectif et efficace de grands volumes de tissus.

### **DR PIT BULL®**

Le DR PIT BULL®, avec 3 doubles lames, est l'outil polyvalent pour les os et les tissus. Pour la bursa et le retrait de restes de ligaments croisés. Il est souvent inutile de recourir au Shaver Bur et à l'Acromionizer. La solution privilégiée pour un travail propre, rapide et efficace. Un deux-en-un qui fait faire des économies.

### **DR SHAVER BUR CERATITAN®**

La tête et la tige interne du DR BARREL BUR® et du DR ROUND BUR® sont dotés d'un revêtement en Ceratitan (un revêtement céramique antibactérien). Ce revêtement vous offre une qualité et une puissance de coupe supérieures et un contraste élevé, pour une bonne visualisation. Dans des circonstances normales, les deux fenêtres d'aspiration préviennent l'effet «tempêtes de neige».

**Tous nos DR Shaver blades & burs sont fabriqués par notre site parent en Suisse – 100% Swiss made !**

# DR SHAVER BLADES & BURS

Description	Ø (mm)	L (mm)	Réf.n°	Raccord
<b>Connecteur plastic bleu</b>				
Usage unique, emballage stérile, boîte de 5 pièces				
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	022.801.230	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	022.301.231	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	022.301.230	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	022.101.230	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	022.201.230	DRST
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	022.301.240	DRST
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	022.101.240	DRST
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	022.201.240	DRST
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	022.701.240	DRST
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	022.101.236	DRST
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	022.301.340	DRST
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	022.101.241	DRST
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	022.101.242	DRST
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	022.101.250	DRST
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	022.101.251	DRST
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	132.100.220	DRST
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	132.200.220	DRST
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	122.100.220	DRST
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	122.200.220	DRST
<b>Connecteur métal argent</b>				
Usage unique, emballage stérile, boîte de 5 pièces				
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	022.801.030	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	022.301.030	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	022.301.031	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	022.101.030	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	022.201.030	DRST
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	022.301.047	DRST
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	022.301.040	DRST
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	022.101.040	DRST
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	022.201.040	DRST
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	022.701.040	DRST
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	022.101.036	DRST
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	022.201.043	DRST
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	022.101.037	DRST
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	022.201.037	DRST
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	022.301.140	DRST
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	022.101.041	DRST
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	022.101.042	DRST
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	022.101.050	DRST
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	022.101.051	DRST
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	132.100.020	DRST
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	132.200.020	DRST
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	132.100.021	DRST
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	122.100.020	DRST
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	122.200.020	DRST
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	122.100.021	DRST
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	122.200.021	DRST
<b>Connecteur métal plaque or</b>				
Réutilisable, emballage stérile, boîte de 1 pièce				
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	022.101.528	DRST
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	022.201.528	DRST
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	022.101.538	DRST
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	022.201.538	DRST
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	022.701.538	DRST
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	022.101.535	DRST
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	022.201.535	DRST
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	022.101.534	DRST
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	132.100.519	DRST
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	132.200.519	DRST
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	122.100.519	DRST
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	122.200.519	DRST

Or: Réutilisable 10 fois



## DR WAVE CUTTER®

(un double lame)




## DR PIT BULL®

(trois doubles lames, grande fenêtre)



## DR SYNOVIA PIT BULL®

(trois doubles lames, petite fenêtre)



## DR BARREL BUR®



## DR ROUND BUR®

Nos DRST DR SHAVER BLADES & BURS sont destinés à un usage avec les systèmes de shaver arthroscopiques et/ou les pièces à main fabriquées par STRYKER. Les sociétés Stryker Corporation Inc. et DR MEDICAL AG sont deux entreprises indépendantes.

Version001\_FR