

# DR Shaver Blades & Burs pour la pièce à main WOLF



## Nos DR SHAVER BLADES & BURS se démarquent par:

- D'excellentes caractéristiques de coupe
- Des éléments d'accouplement très stables
- Des durées d'opération courtes
- Un choix de longueurs: 85, 130, 155 et 174mm
- Disponible en géométrie droite ou courbée 15°
- Des lames flexibles
- Des blades & burs à usage unique et multiple

### **DR WAVE CUTTER®**

Le DR WAVE CUTTER® avec sa double lame, permet le retrait effectif et efficace de grands volumes de tissus.

### **DR PIT BULL®**

Le DR PIT BULL®, avec 3 doubles lames, est l'outil polyvalent pour les os et les tissus. Pour la bursa et le retrait de restes de ligaments croisés. Il est souvent inutile de recourir au Shaver Bur et à l'Acromionizer. La solution privilégiée pour un travail propre, rapide et efficace. Un deux-en-un qui fait faire des économies.

### **DR SHAVER BUR CERATITAN®**

La tête et la tige interne du DR BARREL BUR® et du DR ROUND BUR® sont dotés d'un revêtement en Ceratitan (un revêtement céramique antibactérien). Ce revêtement vous offre une qualité et une puissance de coupe supérieures et un contraste élevé, pour une bonne visualisation. Dans des circonstances normales, les deux fenêtres d'aspiration préviennent l'effet «tempêtes de neige».

**Tous nos DR Shaver blades & burs sont fabriqués par notre site parent en Suisse – 100% Swiss made !**

# DR SHAVER BLADES & BURS

Description	Ø (mm)	L (mm)	Réf.n°	Raccord
<b>Connecteur plastic bleu</b>				
Usage unique, emballage stérile, boîte de 5 pièces				
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	025.801.230	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	025.301.231	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	025.301.230	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	025.101.230	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	025.201.230	DRWO
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	025.301.240	DRWO
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	025.101.240	DRWO
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	025.201.240	DRWO
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	025.701.240	DRWO
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	025.101.236	DRWO
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	025.301.340	DRWO
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	025.101.241	DRWO
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	025.101.242	DRWO
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	025.101.250	DRWO
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	025.101.251	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	135.100.220	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	135.200.220	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	125.100.220	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	125.200.220	DRWO
<b>Connecteur métal argent</b>				
Usage unique, emballage stérile, boîte de 5 pièces				
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	025.801.030	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	025.301.030	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	025.301.031	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	025.101.030	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	025.201.030	DRWO
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	025.301.047	DRWO
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	025.301.040	DRWO
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	025.101.040	DRWO
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	025.201.040	DRWO
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	025.701.040	DRWO
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	025.101.036	DRWO
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	025.201.043	DRWO
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	025.101.037	DRWO
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	025.201.037	DRWO
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	025.301.140	DRWO
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	025.101.041	DRWO
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	025.101.042	DRWO
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	025.101.050	DRWO
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	025.101.051	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	135.100.020	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	135.200.020	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	135.100.021	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	125.100.020	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	125.200.020	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	125.100.021	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	125.200.021	DRWO
<b>Connecteur métal plaque or</b>				
Réutilisable, emballage stérile, boîte de 1 pièce				
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	025.101.528	DRWO
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	025.201.528	DRWO
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	025.101.538	DRWO
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	025.201.538	DRWO
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	025.701.538	DRWO
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	025.101.535	DRWO
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	025.201.535	DRWO
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	025.101.534	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	135.100.519	DRWO
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	135.200.519	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	125.100.519	DRWO
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	125.200.519	DRWO

Or: Réutilisable 10 fois



## DR WAVE CUTTER®

(un double lame)




## DR PIT BULL®

(trois doubles lames, grande fenêtre)



## DR SYNOVIA PIT BULL®

(trois doubles lames, petite fenêtre)



## DR BARREL BUR®



## DR ROUND BUR®

Nos DRWO DR SHAVER BLADES & BURS sont destinés à un usage avec les systèmes de shaver arthroscopiques et/ou les pièces à main fabriquées par WOLF. Les sociétés Wolf GmbH et DR MEDICAL AG sont deux entreprises indépendantes.

Version001\_FR