

DR Shaver Blades & Burs pour la pièce à main CONMED Linvatec



Nos DR SHAVER BLADES & BURS se démarquent par:

- D'excellentes caractéristiques de coupe
- Des éléments d'accouplement très stables
- Des durées d'opération courtes
- Un choix de longueurs: 85, 130, 155 et 174mm
- Disponible en géométrie droite ou courbée 15°
- Des lames flexibles
- Des blades & burs à usage unique et multiple

DR WAVE CUTTER®

Le DR WAVE CUTTER® avec sa double lame, permet le retrait effectif et efficace de grands volumes de tissus.

DR PIT BULL®

Le DR PIT BULL®, avec 3 doubles lames, est l'outil polyvalent pour les os et les tissus. Pour la bursa et le retrait de restes de ligaments croisés. Il est souvent inutile de recourir au Shaver Bur et à l'Acromionizer. La solution privilégiée pour un travail propre, rapide et efficace. Un deux-en-un qui fait faire des économies.

DR SHAVER BUR CERATITAN®

La tête et la tige interne du DR BARREL BUR® et du DR ROUND BUR® sont dotés d'un revêtement en Ceratitan (un revêtement céramique antibactérien). Ce revêtement vous offre une qualité et une puissance de coupe supérieures et un contraste élevé, pour une bonne visualisation. Dans des circonstances normales, les deux fenêtres d'aspiration préviennent l'effet «tempêtes de neige».

Tous nos DR Shaver blades & burs sont fabriqués par notre site parent en Suisse – 100% Swiss made !

DR SHAVER BLADES & BURS

Description	Ø (mm)	L (mm)	Réf.n°	Raccord
Connecteur plastic bleu				
Usage unique, emballage stérile, boîte de 5 pièces				
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	027.801.230	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	027.301.231	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	027.301.230	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	027.101.230	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	027.201.230	DROR
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	027.301.240	DROR
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	027.101.240	DROR
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	027.201.240	DROR
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	027.701.240	DROR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	027.101.236	DROR
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	027.301.340	DROR
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	027.101.241	DROR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	027.101.242	DROR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	027.101.250	DROR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	027.101.251	DROR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	137.100.220	DROR
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	137.200.220	DROR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	127.100.220	DROR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	127.200.220	DROR
Connecteur métal argent				
Usage unique, emballage stérile, boîte de 5 pièces				
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	027.801.030	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	027.301.030	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	027.301.031	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	027.101.030	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	027.201.030	DROR
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	027.301.047	DROR
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	027.301.040	DROR
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	027.101.040	DROR
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	027.201.040	DROR
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	027.701.040	DROR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	027.101.036	DROR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	027.201.043	DROR
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	027.101.037	DROR
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	027.201.037	DROR
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	027.301.140	DROR
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	027.101.041	DROR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	027.101.042	DROR
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	027.101.050	DROR
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	027.101.051	DROR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	137.100.020	DROR
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	137.200.020	DROR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	137.100.021	DROR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	127.100.020	DROR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	127.200.020	DROR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	127.100.021	DROR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	127.200.021	DROR
Connecteur métal plaque or				
Réutilisable, emballage stérile, boîte de 1 pièce				
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	027.101.528	DROR
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	027.201.528	DROR
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	027.101.538	DROR
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	027.201.538	DROR
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	027.701.538	DROR
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	027.101.535	DROR
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	027.201.535	DROR
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	027.101.534	DROR
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	137.100.519	DROR
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	137.200.519	DROR
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	127.100.519	DROR
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	127.200.519	DROR

Or: Réutilisable 10 fois



DR WAVE CUTTER®
(un double lame)



DR PIT BULL®
(trois doubles lames, grande fenêtre)



DR SYNOVIA PIT BULL®
(trois doubles lames, petite fenêtre)



DR BARREL BUR®



DR ROUND BUR®

Nos DROR DR SHAVER BLADES & BURS sont destinés à un usage avec les systèmes de shaver arthroscopiques et/ou les pièces à main fabriquées par CONMED. Les sociétés Conmed Corporation Inc. et DR MEDICAL AG sont deux entreprises indépendantes.

Version001_FR