

DR Shaver Blades & Burs pour la pièce à main DR MEDICAL



Nos DR SHAVER BLADES & BURS se démarquent par:

- D'excellentes caractéristiques de coupe
- Des éléments d'accouplement très stables
- Des durées d'opération courtes
- Un choix de longueurs: 85, 130, 155 et 174mm
- Disponible en géométrie droite ou courbée 15°
- Des lames flexibles
- Des blades & burs à usage unique et multiple

DR WAVE CUTTER®

Le DR WAVE CUTTER® avec sa double lame, permet le retrait effectif et efficace de grands volumes de tissus.

DR PIT BULL®

Le DR PIT BULL®, avec 3 doubles lames, est l'outil polyvalent pour les os et les tissus. Pour la bursa et le retrait de restes de ligaments croisés. Il est souvent inutile de recourir au Shaver Bur et à l'Acromionizer. La solution privilégiée pour un travail propre, rapide et efficace. Un deux-en-un qui fait faire des économies.

DR SHAVER BUR CERATITAN®

La tête et la tige interne du DR BARREL BUR® et du DR ROUND BUR® sont dotés d'un revêtement en Ceratitan (un revêtement céramique antibactérien). Ce revêtement vous offre une qualité et une puissance de coupe supérieures et un contraste élevé, pour une bonne visualisation. Dans des circonstances normales, les deux fenêtres d'aspiration préviennent l'effet «tempêtes de neige».

Tous nos DR Shaver blades & burs sont fabriqués par notre site parent en Suisse – 100% Swiss made !

DR SHAVER BLADES & BURS

| Description | Ø (mm) | L (mm) | Réf.n° | Raccord |
|--|--------|--------|-------------|---------|
| Connecteur plastic bleu | | | | |
| Usage unique, emballage stérile, boîte de 5 pièces | | | | |
| DR WAVE CUTTER | Ø 2.0 | 85 | 029.801.230 | DRVI |
| DR WAVE CUTTER | Ø 3.0 | 85 | 029.301.231 | DRVI |
| DR WAVE CUTTER | Ø 3.0 | 130 | 029.301.230 | DRVI |
| DR WAVE CUTTER | Ø 4.0 | 130 | 029.101.230 | DRVI |
| DR WAVE CUTTER | Ø 5.0 | 130 | 029.201.230 | DRVI |
| DR PIT BULL | Ø 3.0 | 130 | 029.301.240 | DRVI |
| DR PIT BULL | Ø 4.0 | 130 | 029.101.240 | DRVI |
| DR PIT BULL | Ø 5.0 | 130 | 029.201.240 | DRVI |
| DR PIT BULL | Ø 7.0 | 130 | 029.701.240 | DRVI |
| DR PIT BULL, CONCAVE 15° | Ø 4.0 | 130 | 029.101.236 | DRVI |
| DR BENDING PIT BULL | Ø 3.0 | 130 | 029.301.340 | DRVI |
| DR BENDING TOOL | | | 020.101.103 | |
| DR SYNOVIA PIT BULL | Ø 4.0 | 130 | 029.101.241 | DRVI |
| DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15° | Ø 4.0 | 130 | 029.101.242 | DRVI |
| DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15° | Ø 4.0 | 174 | 029.101.250 | DRVI |
| DR PIT BULL, CONCAVE 15° | Ø 4.0 | 174 | 029.101.251 | DRVI |
| DR BARREL BUR | Ø 4.0 | 130 | 139.100.220 | DRVI |
| DR BARREL BUR | Ø 5.5 | 130 | 139.200.220 | DRVI |
| DR ROUND BUR | Ø 4.0 | 130 | 129.100.220 | DRVI |
| DR ROUND BUR | Ø 5.5 | 130 | 129.200.220 | DRVI |
| Connecteur métal argent | | | | |
| Usage unique, emballage stérile, boîte de 5 pièces | | | | |
| DR WAVE CUTTER | Ø 2.0 | 85 | 029.801.030 | DRVI |
| DR WAVE CUTTER | Ø 3.0 | 85 | 029.301.030 | DRVI |
| DR WAVE CUTTER | Ø 3.0 | 130 | 029.301.031 | DRVI |
| DR WAVE CUTTER | Ø 4.0 | 130 | 029.101.030 | DRVI |
| DR WAVE CUTTER | Ø 5.0 | 130 | 029.201.030 | DRVI |
| DR PIT BULL | Ø 3.0 | 85 | 029.301.047 | DRVI |
| DR PIT BULL | Ø 3.0 | 130 | 029.301.040 | DRVI |
| DR PIT BULL | Ø 4.0 | 130 | 029.101.040 | DRVI |
| DR PIT BULL | Ø 5.0 | 130 | 029.201.040 | DRVI |
| DR PIT BULL | Ø 7.0 | 130 | 029.701.040 | DRVI |
| DR PIT BULL, CONCAVE 15° | Ø 4.0 | 130 | 029.101.036 | DRVI |
| DR PIT BULL, CONCAVE 15° | Ø 5.0 | 155 | 029.201.043 | DRVI |
| DR PIT BULL | Ø 4.0 | 155 | 029.101.037 | DRVI |
| DR PIT BULL | Ø 5.0 | 155 | 029.201.037 | DRVI |
| DR BENDING PIT BULL | Ø 3.0 | 130 | 029.301.140 | DRVI |
| DR BENDING TOOL | | | 020.101.103 | |
| DR SYNOVIA PIT BULL | Ø 4.0 | 130 | 029.101.041 | DRVI |
| DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15° | Ø 4.0 | 130 | 029.101.042 | DRVI |
| DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15° | Ø 4.0 | 174 | 029.101.050 | DRVI |
| DR PIT BULL, CONCAVE 15° | Ø 4.0 | 174 | 029.101.051 | DRVI |
| DR BARREL BUR | Ø 4.0 | 130 | 139.100.020 | DRVI |
| DR BARREL BUR | Ø 5.5 | 130 | 139.200.020 | DRVI |
| DR BARREL BUR | Ø 4.0 | 174 | 139.100.021 | DRVI |
| DR ROUND BUR | Ø 4.0 | 130 | 129.100.020 | DRVI |
| DR ROUND BUR | Ø 5.5 | 130 | 129.200.020 | DRVI |
| DR ROUND BUR | Ø 4.0 | 174 | 129.100.021 | DRVI |
| DR ROUND BUR | Ø 5.5 | 174 | 129.200.021 | DRVI |
| Connecteur métal plaque or | | | | |
| Réutilisable, emballage stérile, boîte de 1 pièce | | | | |
| DR WAVE CUTTER | Ø 4.0 | 130 | 029.101.528 | DRVI |
| DR WAVE CUTTER | Ø 5.0 | 130 | 029.201.528 | DRVI |
| DR PIT BULL | Ø 4.0 | 130 | 029.101.538 | DRVI |
| DR PIT BULL | Ø 5.0 | 130 | 029.201.538 | DRVI |
| DR PIT BULL | Ø 7.0 | 130 | 029.701.538 | DRVI |
| DR PIT BULL | Ø 4.0 | 155 | 029.101.535 | DRVI |
| DR PIT BULL | Ø 5.0 | 155 | 029.201.535 | DRVI |
| DR SYNOVIA PIT BULL | Ø 4.0 | 130 | 029.101.534 | DRVI |
| DR BARREL BUR | Ø 4.0 | 130 | 139.100.519 | DRVI |
| DR BARREL BUR | Ø 5.5 | 130 | 139.200.519 | DRVI |
| DR ROUND BUR | Ø 4.0 | 130 | 129.100.519 | DRVI |
| DR ROUND BUR | Ø 5.5 | 130 | 129.200.519 | DRVI |

Or: Réutilisable 10 fois



DR WAVE CUTTER®

(un double lame)



DR PIT BULL®

(trois doubles lames, grande fenêtre)




DR SYNOVIA PIT BULL®

(trois doubles lames, petite fenêtre)



DR BARREL BUR®



DR ROUND BUR®

Version001_FR