

DR Shaver Blades & Burs pour la pièce à main Johnson & Johnson FMS DUO



Nos DR SHAVER BLADES & BURS se démarquent par:

- D'excellentes caractéristiques de coupe
- Des éléments d'accouplement très stables
- Des durées d'opération courtes
- Un choix de longueurs: 85, 130, 155 et 174mm
- Disponible en géométrie droite ou courbée 15°
- Des lames flexibles
- Des blades & burs à usage unique et multiple

DR WAVE CUTTER®

Le DR WAVE CUTTER® avec sa double lame, permet le retrait effectif et efficace de grands volumes de tissus.

DR PIT BULL®

Le DR PIT BULL®, avec 3 doubles lames, est l'outil polyvalent pour les os et les tissus. Pour la bursa et le retrait de restes de ligaments croisés. Il est souvent inutile de recourir au Shaver Bur et à l'Acromionizer. La solution privilégiée pour un travail propre, rapide et efficace. Un deux-en-un qui fait faire des économies.

DR SHAVER BUR CERATITAN®

La tête et la tige interne du DR BARREL BUR® et du DR ROUND BUR® sont dotés d'un revêtement en Ceratitan (un revêtement céramique antibactérien). Ce revêtement vous offre une qualité et une puissance de coupe supérieures et un contraste élevé, pour une bonne visualisation. Dans des circonstances normales, les deux fenêtres d'aspiration préviennent l'effet «tempêtes de neige».

Tous nos DR Shaver blades & burs sont fabriqués par notre site parent en Suisse – 100% Swiss made !

DR SHAVER BLADES & BURS

Description	Ø (mm)	L (mm)	Réf.n°	Raccord
Connecteur plastic bleu				
Usage unique, emballage stérile, boîte de 5 pièces				
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	020.801.230	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	020.301.231	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	020.301.230	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	020.101.230	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	020.201.230	FMS
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	020.301.240	FMS
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	020.101.240	FMS
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	020.201.240	FMS
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	020.701.240	FMS
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	020.101.236	FMS
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	020.301.340	FMS
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	020.101.241	FMS
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	020.101.242	FMS
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	020.101.250	FMS
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	020.101.251	FMS
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	130.100.220	FMS
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	130.200.220	FMS
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	120.100.220	FMS
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	120.200.220	FMS
Connecteur métal argent				
Usage unique, emballage stérile, boîte de 5 pièces				
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	020.801.030	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	020.301.030	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	020.301.031	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	020.101.030	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	020.201.030	FMS
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	020.301.047	FMS
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	020.301.040	FMS
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	020.101.040	FMS
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	020.201.040	FMS
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	020.701.040	FMS
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	020.101.036	FMS
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	020.201.043	FMS
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	020.101.037	FMS
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	020.201.037	FMS
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	020.301.140	FMS
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	020.101.041	FMS
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	020.101.042	FMS
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	020.101.050	FMS
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	020.101.051	FMS
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	130.100.020	FMS
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	130.200.020	FMS
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	130.100.021	FMS
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	120.100.020	FMS
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	120.200.020	FMS
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	120.100.021	FMS
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	120.200.021	FMS
Connecteur métal plaque or				
Réutilisable, emballage stérile, boîte de 1 pièce				
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	020.101.528	FMS
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	020.201.528	FMS
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	020.101.538	FMS
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	020.201.538	FMS
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	020.701.538	FMS
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	020.101.535	FMS
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	020.201.535	FMS
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	020.101.534	FMS
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	130.100.519	FMS
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	130.200.519	FMS
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	120.100.519	FMS
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	120.200.519	FMS

Or: Réutilisable 10 fois



DR WAVE CUTTER®

(un double lame)




DR PIT BULL®

(trois doubles lames, grande fenêtre)



DR SYNOVIA PIT BULL®

(trois doubles lames, petite fenêtre)



DR BARREL BUR®



DR ROUND BUR®

Nos FMS DR SHAVER BLADES & BURS sont destinés à un usage avec les systèmes de shaver arthroscopiques et/ou les pièces à main fabriquées par JOHNSON & JOHNSON. Les sociétés Johnson & Johnson Corporation Inc. et DR MEDICAL AG sont deux entreprises indépendantes.

Version001_FR