

DR Shaver Blades & Burs pour la pièce à main Johnson & Johnson FMS VUE



Nos DR SHAVER BLADES & BURS se démarquent par:

- D'excellentes caractéristiques de coupe
- Des éléments d'accouplement très stables
- Des durées d'opération courtes
- Un choix de longueurs: 85, 130, 155 et 174mm
- Disponible en géométrie droite ou courbée 15°
- Des lames flexibles
- Des blades & burs à usage unique et multiple

DR WAVE CUTTER®

Le DR WAVE CUTTER® avec sa double lame, permet le retrait effectif et efficace de grands volumes de tissus.

DR PIT BULL®

Le DR PIT BULL®, avec 3 doubles lames, est l'outil polyvalent pour les os et les tissus. Pour la bursa et le retrait de restes de ligaments croisés. Il est souvent inutile de recourir au Shaver Bur et à l'Acromionizer. La solution privilégiée pour un travail propre, rapide et efficace. Un deux-en-un qui fait faire des économies.

DR SHAVER BUR CERATITAN®

La tête et la tige interne du DR BARREL BUR® et du DR ROUND BUR® sont dotés d'un revêtement en Ceratitan (un revêtement céramique antibactérien). Ce revêtement vous offre une qualité et une puissance de coupe supérieures et un contraste élevé, pour une bonne visualisation. Dans des circonstances normales, les deux fenêtres d'aspiration préviennent l'effet «tempêtes de neige».

Tous nos DR Shaver blades & burs sont fabriqués par notre site parent en Suisse – 100% Swiss made !

DR SHAVER BLADES & BURS

Description	Ø (mm)	L (mm)	Réf.n°	Raccord
Connecteur plastic bleu	Usage unique, emballage stérile, boîte de 5 pièces			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	024.801.230	DRNX
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	024.301.231	DRNX
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	024.301.230	DRNX
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	024.101.230	DRNX
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	024.201.230	DRNX
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	024.301.240	DRNX
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	024.101.240	DRNX
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	024.201.240	DRNX
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	024.701.240	DRNX
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	024.101.236	DRNX
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	024.301.340	DRNX
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	024.101.241	DRNX
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	024.101.242	DRNX
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	024.101.250	DRNX
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	024.101.251	DRNX
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	134.100.220	DRNX
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	134.200.220	DRNX
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	124.100.220	DRNX
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	124.200.220	DRNX
Connecteur métal argent	Usage unique, emballage stérile, boîte de 5 pièces			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	024.801.030	DRNX
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	024.301.030	DRNX
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	024.301.031	DRNX
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	024.101.030	DRNX
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	024.201.030	DRNX
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	024.301.047	DRNX
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	024.301.040	DRNX
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	024.101.040	DRNX
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	024.201.040	DRNX
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	024.701.040	DRNX
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	024.101.036	DRNX
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	024.201.043	DRNX
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	024.101.037	DRNX
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	024.201.037	DRNX
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	024.301.140	DRNX
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	024.101.041	DRNX
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	024.101.042	DRNX
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	024.101.050	DRNX
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	024.101.051	DRNX
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	134.100.020	DRNX
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	134.200.020	DRNX
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	134.100.021	DRNX
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	124.100.020	DRNX
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	124.200.020	DRNX
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	124.100.021	DRNX
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	124.200.021	DRNX
Connecteur métal plaque or	Réutilisable, emballage stérile, boîte de 1 pièce			
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	024.101.528	DRNX
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	024.201.528	DRNX
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	024.101.538	DRNX
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	024.201.538	DRNX
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	024.701.538	DRNX
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	024.101.535	DRNX
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	024.201.535	DRNX
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	024.101.534	DRNX
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	134.100.519	DRNX
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	134.200.519	DRNX
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	124.100.519	DRNX
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	124.200.519	DRNX

Or: Réutilisable 10 fois



DR WAVE CUTTER®

(un double lame)



DR PIT BULL®

(trois doubles lames, grande fenêtre)



DR SYNOVIA PIT BULL®

(trois doubles lames, petite fenêtre)



DR BARREL BUR®



DR ROUND BUR®

Nos DRNX DR SHAVER BLADES & BURS sont destinés à un usage avec les systèmes de shaver arthroscopiques et/ou les pièces à main fabriquées par JOHNSON & JOHNSON. Les sociétés Johnson & Johnson Corporation Inc. et DR MEDICAL AG sont deux entreprises indépendantes.

Version001_FR