

DR Shaver Blades & Burs pour la pièce à main DYONICS Smith & Nephew



Nos DR SHAVER BLADES & BURS se démarquent par:

- D'excellentes caractéristiques de coupe
- Des éléments d'accouplement très stables
- Des durées d'opération courtes
- Un choix de longueurs: 85, 130, 155 et 174mm
- Disponible en géométrie droite ou courbée 15°
- Des lames flexibles
- Des blades & burs à usage unique et multiple

DR WAVE CUTTER®

Le DR WAVE CUTTER® avec sa double lame, permet le retrait effectif et efficace de grands volumes de tissus.

DR PIT BULL®

Le DR PIT BULL®, avec 3 doubles lames, est l'outil polyvalent pour les os et les tissus. Pour la bursa et le retrait de restes de ligaments croisés. Il est souvent inutile de recourir au Shaver Bur et à l'Acromionizer. La solution privilégiée pour un travail propre, rapide et efficace. Un deux-en-un qui fait faire des économies.

DR SHAVER BUR CERATITAN®

La tête et la tige interne du DR BARREL BUR® et du DR ROUND BUR® sont dotés d'un revêtement en Ceratitan (un revêtement céramique antibactérien). Ce revêtement vous offre une qualité et une puissance de coupe supérieures et un contraste élevé, pour une bonne visualisation. Dans des circonstances normales, les deux fenêtres d'aspiration préviennent l'effet «tempêtes de neige».

Tous nos DR Shaver blades & burs sont fabriqués par notre site parent en Suisse – 100% Swiss made !

DR SHAVER BLADES & BURS

Description	Ø (mm)	L (mm)	Réf.n°	Raccord
Connecteur plastic bleu	Usage unique, emballage stérile, boîte de 5 pièces			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	021.801.230	DRSN
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	021.301.231	DRSN
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	021.301.230	DRSN
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	021.101.230	DRSN
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	021.201.230	DRSN
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	021.301.240	DRSN
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	021.101.240	DRSN
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	021.201.240	DRSN
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	021.701.240	DRSN
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	021.101.236	DRSN
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	021.301.340	DRSN
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	021.101.241	DRSN
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	021.101.242	DRSN
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	021.101.250	DRSN
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	021.101.251	DRSN
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	131.100.220	DRSN
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	131.200.220	DRSN
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	121.100.220	DRSN
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	121.200.220	DRSN
Connecteur métal argent	Usage unique, emballage stérile, boîte de 5 pièces			
DR WAVE CUTTER	Ø 2.0	85	021.801.030	DRSN
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	85	021.301.030	DRSN
DR WAVE CUTTER	Ø 3.0	130	021.301.031	DRSN
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	021.101.030	DRSN
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	021.201.030	DRSN
DR PIT BULL	Ø 3.0	85	021.301.047	DRSN
DR PIT BULL	Ø 3.0	130	021.301.040	DRSN
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	021.101.040	DRSN
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	021.201.040	DRSN
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	021.701.040	DRSN
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	021.101.036	DRSN
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 5.0	155	021.201.043	DRSN
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	021.101.037	DRSN
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	021.201.037	DRSN
DR BENDING PIT BULL	Ø 3.0	130	021.301.140	DRSN
DR BENDING TOOL			020.101.103	
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	021.101.041	DRSN
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	130	021.101.042	DRSN
DR SYNOVIA PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	021.101.050	DRSN
DR PIT BULL, CONCAVE 15°	Ø 4.0	174	021.101.051	DRSN
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	131.100.020	DRSN
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	131.200.020	DRSN
DR BARREL BUR	Ø 4.0	174	131.100.021	DRSN
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	121.100.020	DRSN
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	121.200.020	DRSN
DR ROUND BUR	Ø 4.0	174	121.100.021	DRSN
DR ROUND BUR	Ø 5.5	174	121.200.021	DRSN
Connecteur métal plaque or	Réutilisable, emballage stérile, boîte de 1 pièce			
DR WAVE CUTTER	Ø 4.0	130	021.101.528	DRSN
DR WAVE CUTTER	Ø 5.0	130	021.201.528	DRSN
DR PIT BULL	Ø 4.0	130	021.101.538	DRSN
DR PIT BULL	Ø 5.0	130	021.201.538	DRSN
DR PIT BULL	Ø 7.0	130	021.701.538	DRSN
DR PIT BULL	Ø 4.0	155	021.101.535	DRSN
DR PIT BULL	Ø 5.0	155	021.201.535	DRSN
DR SYNOVIA PIT BULL	Ø 4.0	130	021.101.534	DRSN
DR BARREL BUR	Ø 4.0	130	131.100.519	DRSN
DR BARREL BUR	Ø 5.5	130	131.200.519	DRSN
DR ROUND BUR	Ø 4.0	130	121.100.519	DRSN
DR ROUND BUR	Ø 5.5	130	121.200.519	DRSN

Or: Réutilisable 10 fois



DR WAVE CUTTER®

(un double lame)



DR PIT BULL®

(trois doubles lames, grande fenêtre)



DR SYNOVIA PIT BULL®

(trois doubles lames, petite fenêtre)



DR BARREL BUR®



DR ROUND BUR®

Nos DRSN DR SHAVER BLADES & BURS sont destinés à un usage avec les systèmes de shaver arthroscopiques et/ou les pièces à main fabriquées par SMITH & NEPHEW. Les sociétés Smith & Nephew Corporation Inc. et DR MEDICAL AG sont deux entreprises indépendantes.

Version001_FR